

MANUÁL PRE ZARIADENIE GT300



OPIS FUNKČNÝCH TLAČIDIEL

1 SOS tlačidlo

V prípade vzniku núdzovej situácie si privoláte pomoc stlačením a podržaním tlačidla SOS na svojom zariadení po dobu aspoň 3 sekúnd. Zariadenie vás po krátkom čase spojí s operátorom, ktorému opíšete danú situáciu.

Zároveň so spojením hovoru prebieha lokalizácia a odoslanie aktuálnej pozície zariadenia na platformu.

2 Zelené tlačidlo (vľavo)

Prichádzajúce volanie je signalizované zvončením. Na displeji sa zobrazu-

je meno volajúceho (ak je uložené v telefónnom zozname) a telefónne číslo.

Ďalšie funkcie zeleného tlačidla:

- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo pre **vstup do hlavného menu**. V hlavnom menu sa pohybujeme pomocou šípok hore (1) a dole (3).
- Stlačte tlačidlo pre **vybratie aktuálnej ponuky** („OK“ v ľavom dolnom rohu displeja).
- Po výbere kontaktu stlačte tlačidlo pre **uskutočnenie hovoru**.
- Pri vyzváňaní stlačte pre **zdvihnutie hovoru**.

3 Červené tlačidlo (vpravo)

Funkcie červeného tlačidla:

- Stlačte tlačidlo pre **vybratie aktuálnej ponuky** („späť“ v pravom dolnom rohu displeja).
- Pri aktívnom hovore stlačte pre **ukončenie hovoru**.
- Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre **odmietnutie hovoru**.
- V pohotovostnom režime podržte tlačidlo stlačené pre prepínanie medzi **tichým a bežným režimom**.

4 Tlačidlá 1, 2, 3, 4

V zariadení môžu byť nastavené 4 telefónne čísla, ktoré je možné vytočiť rýchlou voľbou – stlačením tlačidiel 1, 2, 3 a 4.



Čísla je potrebné nastaviť cez zákaznicky portál rodinnyasistent.telekom.sk, v sekcii Nastavenia.

Ďalšie funkcie tlačidiel 1, 2, 3 a 4:

- V pohotovostnom režime stlačte pre **zobrazenie prednastaveného kontaktu**. Následne stlačte zelené tlačidlo pre „volať“ alebo červené pre „späť“.
- Ak sa nachádzate v menu zariadenia, stlačte 1 alebo 3 pre **pohyb v menu**.
- Ak sa nachádzate v niektorom podmenu, stlačte 2 pre návrat do predchádzajúceho menu alebo 4 pre vstup do ďalšieho menu.

5 Tlačidlo hlasitosti +/-

Tlačidlá hlasitosti sa nachádzajú na pravej bočnej strane zariadenia.

Funkcie tlačidiel hlasitosti +/- :

- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo pre zvýšenie/zníženie **hlasitosti tlačidiel**.
- V priebehu hovoru stlačte tlačidlo pre zvýšenie/zníženie **hlasitosti hovoru**.
- Ak ste v menu zariadenia, použite tlačidlá na **pohyb v menu**.
- Pri nastavovaní budíka, stlačte +/- pre **nastavenie času budenia**.

6 Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť

Zariadenie odporúčame nevyvíňať.

- Pre **zapnutie alebo vypnutie** zariadenia podržte tlačidlo stlačené po dobu najmenej 3 sekúnd.

- V pohotovostnom režime krátkym stlačením **odomknete/zamknete klávesnicu**.

NABÍJANIE

Zariadenie sa nabíja z elektrickej siete pripojením mini USB kábla do konektora umiestneného na bočnej strane zariadenia 7.

Nabíjačka je súčasťou balenia.

Slabá batéria je signalizovaná na displeji zariadenia, ako aj zvukovými znameniami.

Kvôli zabezpečeniu funkčnosti zariadenia v núdzových situáciách odporúčame nabíjať zariadenie v pravidelných intervaloch, ideálne každý večer.

NASTAVENIE ZARIADENIA

Zmeny v nastavení zariadenia, resp. o funkcionálnosti služby môžete vykonať na diaľku cez portál rodinnyasistent.telekom.sk v sekcii Nastavenia po prihlásení sa svojimi prihlasovacími údajmi.

Prihlasovacie údaje vám boli vygenerované pri kúpe služby a nájdete ich uvedené v zmluve.











PÁDOVÝ SENZOR A SENZOR NEHYBNOSTI

Vaše zariadenie je vybavené pádovým senzorom a senzorom nehybnosti. V prípade, že zariadenie zaregistruje pád, dá o tom vedieť zvukovým znamením, odošle správu na platformu

a zavolá do Dohľadového centra. Fa-
lošné spustenie pádového senzora, na-
príklad pri páde zariadenia zo stola, je
možné zrušiť stlačením červeného tla-
čidla **3** na zariadení. Senzor nehyb-
nosti sleduje pohyb zariadenia a v prí-
pade dlhšej nehybnosti odošle správu
na platformu a automaticky zavolá do
Dohľadového centra. Dĺžka tolerovanej
nehybnosti sa dá nastaviť v rozmedzí
20, 40, a 60 minút.

Zapnutie a vypnutie, ako aj nastavenie
týchto funkcií je možné urobiť cez Zá-
kaznícky portál [rodinnyasistent.tele-
kom.sk](http://rodinnyasistent.telekom.sk) v sekcii Nastavenia.

OPIS IKON NA DISPLEJI

-  budík
-  úroveň nabitia batérie
-  slúchadlá/handsfree pripojené
-  GPRS aktívne
-  klávesnica zamknutá
-  zmeškaný hovor
-  indikátor sily signálu
-  režim vyzváňania
-  režim vibrácií
-  nová SMS

MENU

- **Register hovorov**
 - Neprijaté hovory
 - Vytáčané hovory
- **Skontroluj GPS**
- **Správy**
 - Doručené
 - Zmazať všetky
- **Zvuk**
 - Hlasitosť zvonenia
 - Hlasitosť kláves
- **Nastavenia**
 - Jazyk – nastavenie jazyka na slovenčinu / angličtinu / španielčinu
 - Podsvietenie displeja
 - Kontrast displeja
 - Automatické uzamknutie
 - Automatické prijímanie hovorov
 - štandardné (zvoní a samo sa zdvihne)
 - nezvoní a zdvihne sa
 - Uzamknutie SIM
- **Budík**
- **Kontakty**
 - Rýchla voľba – možnosť vidieť, aké kontakty sú priradené na rýchlej voľbe
 - Spravovaný kontakt – táto funkcia je deaktivovaná
- **Nástroje SIM**
- **Skontroluj alarm**

viete si pozrieť, ktoré alarmy máte pre vaše zariadenie aktivované

 - Výstraha od podpory – táto funkcia je deaktivovaná
 - Upozornenie na pád
 - Výstraha prekročenia zóny
 - Upozornenie na stav batérie
 - Oranžový poplach – táto funkcia je deaktivovaná
 - Ste v poriadku – táto funkcia je deaktivovaná

UPOZORNENIE

V prípade, že máte implantovaný kardiostimulátor, vyhnite sa noseniu monitorovacieho zariadenia v jeho blízkosti. Monitorovacie zariadenie môže spôsobovať problémy s jeho fungovaním!!!

Zariadenie nie je odolné voči vode ani prachu, preto ho nevystavujte nadmerne vlhkému a prašnému prostrediu.

POKYNY PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

V prípade, že ste si Rodinného Asistentu zakúpili cez internet a zariadenie vám doručil kuriér, je potrebné do neho najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia vložiť SIM kartu a zariadenie zapnúť. V prípade, ak sa ani na 4. deň zariadenie nepripojí do siete Telekomu, obráťte sa, prosím, na linku 0800 123 777. Pre overenie správnosti aktivácie zariadenia odporúčame stlačiť SOS tlačidlo a uskutočniť tak skúšobný hovor s Dohľadovým centrom.

Užívateľský manuál pre zariadenie GT300 v 1.0

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

na internetovej adrese:

na e-mailovej adrese:

položením otázky otázky na:

alebo vo vybraných Telekom centrách

www.telekom.sk/wiki/rodinnyasistent

rodinnyasistent@telekom.sk

www.telekom.sk/forum

V prípade technických problémov volajte 0800 123 777 denne od 8:00 do 20:00.